

# Kit Moldeable *Fast Set-3*

*Una tablilla fácilmente moldeable de fibra de vidrio que se puede activar con agua y endurecer en menos de tres minutos. Una solución completa para entablillar.*



El FS-3 le proporciona al paciente una ideal experiencia en entablillar y una gran Solución en la ortopedia. La combinación Del uso de la fibra de vidrio, facilita el entablillado con el molde de este material para uso general.

El paciente puede ser inmovilizado al momento de la primera intervención de la unidad médica.

**4in. x 30 in.**  
**(10cm x 75cm)**

**Empaquetado convenientemente en un bolso, fácil a abrir. El kit incluye:  
Venda y Saljet Jeringa liquida para la activación**



- **Poliester activado al agua.**
- **Radiografía translúcida.**
- **Sistemas de entablillado en 3 minutos.**
- **Ningún guante necesarios.**
- **Caja fuerte para el contacto directo con la piel.**
- **Seguro, ayuda, e inmoviliza sin alergias y sin problemas al paciente**

**FareTec Inc.**



Made in the U.S.A

1610 West Jackson St. Unit 6  
Painesville OH 44077  
Office: 440.350.9510 Fax: 440.350.9520  
info@faretec.com

[www.FareTec.com](http://www.FareTec.com)